





AndraBalloon[®] PTA



- Optimiert für die Stent Dilatation
- Ballon Durchmesser von 14 bis 32mm
- Ballon Länge von 20 bis 60 mm

AndraBalloon® PTA-Katheter



- Non-compliant Balloon – Material PA
- Optimierte Faltung für beste Rückfaltung zur erleichterten erneuten Schleusenpassage
- Koaxiales Schaftdesign zur schnellen Inflation und Deflation
- Optimiert als Trägersystem für Stents
- 2 Röntgendichte Marker auf dem Innenkatheter
- Atraumatische Spitze

Artikelkennung AndraBalloon® PTA-Katheter

Artikelnummer	Länge Schaft	Ballon Durchmesser / Länge	Nominal Druck	Rated Burst Pressure	Maximaler Druck	Maximale Deflationszeit	Einführschleuse
ABXL 16/40 - 800 ABXL 16/40 - 1200	80 cm 120 cm	16 mm / 40 mm	300kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 20 s	10 F
ABXL 18/40 - 800 ABXL 18/40 - 1200	80 cm 120 cm	18 mm / 40 mm	300kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 20 s	11 F
ABXL 20/40 - 800 ABXL 20/40 - 1200	80 cm 120 cm	20 mm / 40 mm	300kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 20 s	11 F
ABXL 22/40 - 800 ABXL 22/40 - 1200	80 cm 120 cm	22 mm / 40 mm	300kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 20 s	12 F
ABXL 24/40 - 800 ABXL 24/40 - 1200	80 cm 120 cm	24 mm / 40 mm	400kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 30 s	12 F
ABXL 26/40 - 800 ABXL 26/40 - 1200	80 cm 120 cm	26 mm / 40 mm	400kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 30 s	12 F
ABXL 28/40 - 800 ABXL 28/40 - 1200	80 cm 120 cm	28 mm / 40 mm	400kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 30 s	12 F
ABXL 30/40 - 800 ABXL 30/40 - 1200	80 cm 120 cm	30 mm / 40 mm	400kPa (3bar)	500kPa (5bar)	700kPa (7bar)	< 30 s	13 F

Andere Größen auf Anfrage



Andramed GmbH
 Schiesswiesenstr. 18, 72766 Reutlingen, Germany
 T +49 7127 81157 15
 info@andramed.com, www.andramed.com



Made in Germany



Rev. 01/2015