





AndraBasket[®]




- Einhandbedienung
- Abnehmbarer Handgriff / Schleuse
- 1:1 drehstabil
- Hohe Schubkraft

AndraBasket[®]



- 1 Atraumatische Spitze zur sicheren Platzierung des Körbchens
- 2 Helikales Nitinolkorbchen zum erleichterten einfangen
- 3 Flexibler Schaft
- 4 Knickschutz am Luer Lock
- 5 Luer Lock
- 6 Ergonomischer Handgriff zur Einhandbedienung



Artikelkennung AndraBasket[®] and AndraBasket Micro[®]

| Artikelnummer | ø Schleuse (F) | ø Körbchen | Anzahl Drähte | Länge Schleuse (cm) |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| ABT-H-4-2-12-090H | 2 | 12 mm | 4 | 90 |
| ABT-H-4-2.5-12-090H | 2,5 | 12 mm | 4 | 90 |
| ABT-H-4-2.5-12-120H | 2,5 | 12 mm | 4 | 120 |
| ABT-H-4-3-15-090H | 3 | 15 mm | 4 | 90 |
| ABT-H-4-3-15-120H | 3 | 15 mm | 4 | 120 |
| ABT-H-4-4-17-090H | 4 | 17 mm | 4 | 90 |
| ABT-H-4-4-17-120H | 4 | 17 mm | 4 | 120 |

Artikelkennung AndraBasket Gastro[®]

| Product Code | ø Schleuse (F) | ø Körbchen | Anzahl Drähte | Länge Schleuse (cm) |
|-------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| ABT-G-4-5-25-215H | 5 | 25 mm | 4 | 215 |
| ABT-G-4-5-30-215H | 5 | 30 mm | 4 | 215 |
| ABT-G-4-7-25-215H | 7 | 25 mm | 4 | 215 |
| ABT-G-4-7-30-215H | 7 | 30 mm | 4 | 215 |

