





AndraSnare[®] & AndraSnare Micro[®]



- Gold beschichtete atraumatische 3D Nitinolschlinge
- Super-elastisch & selbstexpandierend
- 1:1 drehstabile Schlinge

AndraSnare® & AndraSnare Micro®



- 1 Atraumatische Nitinol Schlinge mit Goldbeschichtung für bessere Sichtbarkeit unter Durchleuchtung
- 2 Vorkonfigurierte Spitze für bessere Navigation
- 3 Röntgendichte Marker am distalen Katheterende
- 4 Flexibler röntgendichter Schaft
- 5 Knickschutzverstärkung am Luer Lock
- 6 Luer Lock
- 7 Einführhilfe zur einfachen Einbringung der Schlinge in den Katheter
- 8 Großer Torquer zur sicheren Handhabung
- 9 Durchgehender Nitinoldraht für 1:1 Drehstabilität der Schlinge

Artikelkennung AndraSnare®

Artikelnummer	Ø Schlinge	Länge (cm) Schlinge/Führungsdraht	Länge (cm) Einführschleuse	Ø Einführschleuse (F)
AS-5	5 mm (3-5 mm Blutgefäße)	125	110	4
AS-10	10 mm (6-10 mm Blutgefäße)	125	110	4
AS-15	15 mm (11-15 mm Blutgefäße)	125	110	4
AS-20	20 mm (16-20 mm Blutgefäße)	125	110	4
AS-25	25 mm (21-25 mm Blutgefäße)	125	110	5
AS-25/65	25 mm (21-25 mm Blutgefäße)	65	50	5
AS-25/150	25 mm (21-25 mm Blutgefäße)	150	135	5
AS-30	30 mm (26-30 mm Blutgefäße)	125	110	5
AS-35	35 mm (31-35 mm Blutgefäße)	125	110	5

Artikelkennung AndraSnare Micro® für kleine Gefäße

Artikelnummer	Ø Schlinge	Länge (cm) Schlinge/Führungsdraht	Länge (cm) Einführschleuse	Ø Einführschleuse (F)
ASM-2	2 mm (1-2 mm Blutgefäße)	175	150	2,3 - 3
ASM-4	4 mm (3-4 mm Blutgefäße)	175	150	2,3 - 3
ASM-7	7 mm (5-7 mm Blutgefäße)	175	150	2,3 - 3

