





AndraValvulotome[®]



- 4F & 5F Nitinol OTW-System
- Präzise und Sicher durch selbstständige Zentrierung und Größenanpassung
- In- Situ & Ex- Situ Valvulotomie

AndraValvulotome®



- OTW-System zur sicheren Anwendung
- Selbständige Größenanpassung und selbstzentrierend durch eine innovative Körbchengeometrie.
- Durch das selbständig justierende System können Venen unterschiedlicher Größen mit demselben Typ des AndraValvulotome behandelt werden.
- Atraumatic tip

Artikelkennung AndraValvulotome®

Artikelnummer	Max. Ø Körbchen mm	Klingen Ø mm	Katheter Ø mm	Schaftlänge mm	Führungsdraht
AVT-5F-8/1000	8	3 - 8	5F / 1.67 mm	1000	0.018"
AVT-4F-8/900	8	2 - 8	4F / 1.32 mm	900	0.014"

