

FLAMINGO

Die kompakte und ergonomische Inflationspritze



30 cc Spritze



30 atm
Druckmesser



90° drehbares
Manometer



Druckmessgerät

- 30 atm: zuverlässig in allen Prozeduren
- 90° drehbares Manometer mit kundenspezifischer Handhabung
- Eindeutige Angaben von Nenndruck bis Berstdruck

Gehäuse und Schalter

- Einzigartiger Mechanismus für schnellen Druckanstieg für Effizienz und schnelle Abläufe
- Kompaktes System: 20cc graduierte Spritze
- Bessere Handhabung Dank griffigem Design
- Einfache Erkennung und Entfernung von Luftblasen durch durchsichtiges Material

Handgriff

- Optimale Handhabung Dank ergonomischem Design
- Druckrückmeldung: progressiver Widerstand beim Aufpumpen

Artikelnummer	Beschreibung	Zubehör	Verpackungseinheit
0218ND	30 atm Aufblaseeinrichtung		12
0218NA	30 atm Aufblaseeinrichtung	trefoll 3-Wege-Hahn	12
0218QN	30 atm Aufblaseeinrichtung + PTCA Set mit 3 Artikeln	myshell lite Y-Anschluss 9F 20cm PVC-Verbindungsleitung 3-Wege-Hahn metallischer Führungsdraht Einführhilfe alligatork Drehmomentgerät	12
0218PM	30 atm Aufblaseeinrichtung + PTCA Set mit 3 Artikeln	myshell lite Y-Konnektor 7F 20cm PVC-Verbindungsleitung-3-Wege-Hahn metallischer Führungsdraht-Einführbesteck Schraubendrehmomentgerät	12
0218TR	30 atm Aufblaseeinrichtung + PTCA Set mit 3 Artikeln	Verschraubung Y-Verbinder metallischer Führungsdraht Einführbesteck Schraubendrehmomentgerät	12



Sie haben Fragen oder wünschen sich mehr Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
06232/ 291691