



Optimale Unterstützung

- Geflochtene Struktur aus Edelstahlgeflecht für eine stabile Unterstützung des Führungsdrahtes, Knickstabilität und Handhabung des Geräts



Widerstandsreduzierung

- PTFE-Innenschicht minimiert den Widerstand beim Einsatz der Führungsdrähte
- Hydrophile Beschichtung reduziert den Widerstand erheblich



Ausgezeichnete Kreuzbarkeit

- Multi-Durometer-Polymerschlauch für einen sanften Übergang und eine Kombination aus optimaler Schiebefähigkeit, Kreuzbarkeit und Verfolgbarkeit



Multiröntgendichter Marker

- Zwei bzw. drei Markierungsbänder zur einfachen Visualisierung verfügbar



Seitenloch

- Einzigartiges sichtbares Seitenloch-Design
- Platinmarker für einfache Einstellung und Kontrolle der Richtung der Führungsdrähte



Flexible Spitze

- Leichtes Durchführen durch gewundene Mikrokanäle und Läsionen
- Flexible Spitze mit Wolfram für gute Sichtbarkeit
- Glatter Übergang zwischen Spitze und Führungsdraht
- 0,015"-Spitzendurchmesser für einen glatten Übergang für 0,014"-Führungsdraht



Einzigartige Hybridstruktur

- Verstärkte Spule und netzgeflochtene Hybridstruktur für ein hervorragendes Ansprechverhalten, Knickstabilität und Drehmomentkontrolle
- Außergewöhnliche Schiebefähigkeit und Unterstützung beim Überqueren anspruchsvoller Läsionen.



High-Flow

- Großes Innen-Lumen von 0,028" gewährleistet hohe Flusskapazität und hohen Druck
- 110 cm, 130 cm oder 150 cm Länge verfügbar



Doppellumiger Mikrokatheter

Bestellnummern

Kardiologie

Artikelnummer	French Größe	Länge	Proximal O. D.	Distal O. D.	Distal. D.	Markierung	Seitenlöcher	Typ
60192405	1.9F	130cm	0.80mm	0.63mm	0.017"	1		Gerade
60192404	1.9F	150cm	0.80mm	0.63mm	0.017"	1		Gerade
60212703	2.1F	130cm	0.89mm	0.71mm	0.021"	1		Gerade
60262801	2.6F	130cm	0.93mm	0.87mm	0.0175"	1		verjüngte Spitze
60262803	2.6F	130cm	0.93mm	0.87mm	0.0175"	2	1	Gerade
60262802	2.6F	150cm	0.93mm	0.87mm	0.0175"	1		verjüngte Spitze

Neurologie

Artikelnummer	French Größe	Länge	Proximal O. D.	Distal O. D.	Distal. D.	Markierung	Typ
60172303	1.7F	150cm	0.77mm	0.57mm	0.015"	2	Gerade
60172302	1.7F	170cm	0.77mm	0.57mm	0.015"	2	Gerade
60172301	1.7F	170cm	0.77mm	0.57mm	0.015"	3	Gerade
60192403	1.9F	150cm	0.80mm	0.63mm	0.017"	2	Gerade
60192402	1.9F	170cm	0.80mm	0.63mm	0.017"	2	Gerade
60192401	1.9F	170cm	0.80mm	0.63mm	0.017"	3	Gerade
60212702	2.1F	150cm	0.89mm	0.71mm	0.021"	2	Gerade
60212701	2.1F	150cm	0.89mm	0.71mm	0.021"	3	Gerade
60242702	2.4F	150cm	0.91mm	0.81mm	0.024"	2	Gerade
60242701	2.4F	150cm	0.91mm	0.81mm	0.024"	3	Gerade

Peripherie

Artikelnummer	French Größe	Länge	Proximal O. D.	Distal O. D.	Distal. D.	Markierung	Typ
60212704	2.1F	110cm	0.89mm	0.71mm	0.021"	1	Gerade
60212703	2.1F	130cm	0.89mm	0.71mm	0.021"	1	Gerade
60212702	2.1F	150cm	0.89mm	0.71mm	0.021"	2	Gerade
60242704	2.4F	110cm	0.91mm	0.81mm	0.024"	1	Gerade
60242703	2.4F	130cm	0.91mm	0.81mm	0.024"	1	Gerade
60242702	2.4F	150cm	0.91mm	0.81mm	0.024"	2	Gerade
60263001	2.6F	130cm	0.99mm	0.97mm	0.028"	1	Gerade
60273002	2.7F	110cm	0.99mm	0.91mm	0.028"	1	Gerade
60273001	2.7F	130cm	0.99mm	0.91mm	0.028"	1	Gerade



Sie haben Fragen oder wünschen sich mehr Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
06232/ 291691