



SIM Valve – Force

PTV-Ballon-Dilatationskatheter

Hochwertiger Ballon

- Widerstandsfähiger Ballon für die Dilatation von Stenosen in Herzklappen
- Die fortschrittliche Ballonfaltung ermöglicht eine flache Umwicklung für ein leichteres Herausziehen nach der Dilatation

Katheter-Design

- Schnelle Inflations- und Deflationszeiten durch optimiertes Schaftdesign
- Entwickelter koaxialer Schaft für bessere Nachführbarkeit und Vorschubfähigkeit
- Kurze und weiche Katheterspitze für sichere Verfahren

Produktmerkmale

- Entwickelt für die perkutane transluminale Valvuloplastie (PTV)
- Breites Größenspektrum von 4 mm bis 30 mm im Durchmesser

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Katheter-Typ | Over-the-Wire (OTW) |
| Nutzbare Katheterlänge (cm) | 100 |
| Ballon-Material | Nylon 12 |
| Ballon-Falten | 4-6 mm : 3 Falten 7-12 mm : 6 Falten 14-30 mm : 8 Falten |



Sie haben Fragen oder wünschen sich mehr Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
06232 291691

Angioprotech GmbH • Heydenreichstraße 5 • 67346 Speyer
 Website: www.angiopro.de • E-Mail: kontakt@angiopro.de
 Tel.: 06232 291691 • Fax: 06232 291693
 Handelsregister: HRB 52721 • Registergericht: Ludwigshafen
 Vertreten durch: Hanns-Joachim Rieck und Benjamin Rieck



SIM Valve – Force

PTV-Ballon-Dilatationskatheter

| Ballon Durchmesser (mm) | Ballon-Länge | | | | | Nominaler Druck (atm) | RBP (atm) | Führungs-draht (inch) | Größe Einführ-schleuse (F) | Schaft-größe (F) |
|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | | | | | |
| 4 | SVF0420 | SVF0430 | | | | 8 | 12 | 0.018" | 5 | 4,5 |
| 5 | SVF0520 | SVF0530 | | | | 8 | 12 | 0.018" | 5 | 4,5 |
| 6 | SVF0620 | SVF0630 | | | | 8 | 12 | 0.018" | 5 | 4,5 |
| 7 | SVF0720 | SVF0730 | | | | 8 | 12 | 0.018" | 6 | 4,5 |
| 8 | SVF0820 | SVF0830 | | | | 8 | 12 | 0.035" | 7 | 6,5 |
| 9 | SVF0920 | SVF0930 | | | | 6 | 12 | 0.035" | 7 | 6,5 |
| 10 | SVF1020 | SVF1030 | SVF1040 | | | 6 | 12 | 0.035" | 7 | 6,5 |
| 12 | SVF1220 | SVF1230 | SVF1240 | SVF1250 | SVF1260 | 6 | 12 | 0.035" | 7 | 6,5 |
| 14 | SVF1420 | SVF1430 | SVF1440 | SVF1450 | SVF1460 | 5 | 8 | 0.035" | 8 | 6,5 |
| 16 | SVF1620 | SVF1630 | SVF1640 | SVF1650 | SVF1660 | 5 | 8 | 0.035" | 9 | 6,5 |
| 18 | SVF1820 | SVF1830 | SVF1840 | SVF1850 | SVF1860 | 5 | 8 | 0.035" | 10 | 9 |
| 20 | SVF2020 | SVF2030 | SVF2040 | SVF2050 | SVF2060 | 3 | 6 | 0.035" | 12 | 9 |
| 22 | SVF2220 | SVF2230 | SVF2240 | SVF2250 | SVF2260 | 3 | 6 | 0.035" | 12 | 9 |
| 24 | SVF2420 | SVF2430 | SVF2440 | SVF2450 | SVF2460 | 3 | 4 | 0.035" | 12 | 9 |
| 26 | SVF2620 | SVF2630 | SVF2640 | SVF2650 | SVF2660 | 3 | 4 | 0.035" | 12 | 9 |
| 28 | SVF2820 | SVF2830 | SVF2840 | SVF2850 | SVF2860 | 3 | 4 | 0.035" | 12 | 9 |
| 30 | SVF3020 | SVF3030 | SVF3040 | SVF3050 | SVF3060 | 3 | 4 | 0.035" | 12 | 9 |

***Nutzbare Katheterlänge beträgt 100 cm für alle Größen

Sie haben Fragen oder wünschen sich mehr Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
06232 291691

Angioprot GmbH • Heydenreichstraße 5 • 67346 Speyer
Website: www.angiopro.de • E-Mail: kontakt@angiopro.de
Tel.: 06232 291691 • Fax: 06232 291693
Handelsregister: HRB 52721 • Registergericht: Ludwigshafen
Vertreten durch: Hanns-Joachim Rieck und Benjamin Rieck