



# SIMPASS ENDO 14

.014" RX PTA Ballon Dilatationskatheter

Der **Simpass ENDO14 .014" RX PTA Ballon-Dilatationskatheter** wurde für hervorragende Leistungen bei Verfahren unterhalb des Knies (BTK) und unterhalb des Knöchels (BTA) entwickelt.

## Hauptmerkmale

- Verbesserte Vorschubfähigkeit ermöglicht einfaches Crossing bei komplexen Läsionen
- Erfolgreicher Läsionszugang und -querung durch Ballon mit niedrigem Profil und hydrophiler Beschichtung
- Schnelle Inflations- und Deflationszeit bei jeder Ballongröße
- Die Faltgeometrie des Ballons minimiert das Profil und ermöglicht ein sanftes Umwickeln

## Technische Daten

Katheter-Typ	Rapid Exchange (RX)
Führungsdraht-Kompatibilität	.014"
Nutzbare Katheterlänge (cm)	90 / 145
Proximaler Schaft	2.01F (Ø 0.67 mm) / 2.82F (Ø 0.94 mm)
Distaler Schaft	2.67F (Ø 0.89 mm) / 3.42F (Ø 1.14 mm)
Ballon-Material	Nylon
Nominaler Druck (NP)	8 atm
Berstdruck (RBP)	16 atm
Beschichtung	Hydrophilic (distal tip to guidewire exit port)
Ballonfalten	3 (6 folds for 7 mm)
Sheath Kompatibilität	4 F (5F for 6-7 mm)
Ballon-Durchmesser (mm)	1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7
Ballonlängen (mm)	15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 220



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:  
06232 291691

Angioprote GmbH • Heydenreichstraße 5 • 67346 Speyer

Website: [www.angiopro.de](http://www.angiopro.de) • E-Mail: [kontakt@angiopro.de](mailto:kontakt@angiopro.de)  
Tel.: 06232 291691 • Fax: 06232 291693

Handelsregister: HRB 52721 • Registergericht: Ludwigshafen  
Vertreten durch: Hans-Joachim Rieck und Benjamin Rieck