



# SIMPASS ENDO 18

.018" OTW PTA-Ballon-Dilatationskatheter

Der **Simpass ENDO18 .018" OTW PTA-Ballon-Dilatationskatheter** bietet dank seines ausgewogenen koaxialen Schaftdesigns eine faszinierende Schub- und Nachführbarkeit. Seine langen Ballonoptionen ermöglichen erfolgreiche Verfahren bei großen BTK-Läsionen.

## Hauptmerkmale

- Lange Ballonoptionen für Dilatationen bei langen Läsionen unterhalb des Knies (BTK)
- Verbesserte Falt-Wickeltechnik ermöglicht mehrfaches Aufblasen
- Überlegene Crossing-Funktion mit hydrophiler Beschichtung

## Technische Daten

Katheter-Typ	Over-the-Wire (OTW)
Führungsdraht-Kompatibilität	.018"
Nutzbare Katheterlänge (cm)	80 / 130 / 150
Schaft	3.96F (Ø 1.32mm)
Ballon-Material	Nylon
Nominaler Druck (NP)	8 atm
Berstdruck (RBP)	16 atm
Beschichtung	Hydrophilic (distal tip to guidewire exit port)
Ballonfalten	3 (6 Falten für 7-8 mm)
Kompatibilität der Einführschleuse	2-4 mm : 4 F 5-7 mm : 5 F 8 mm : 6 F 8 mm : 7 F (für 120 mm und länger)
Ballon-Durchmesser (mm)	2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Ballonlängen (mm)	10 / 20 / 25 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 220



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:  
06232 291691

Angioprotech GmbH • Heydenreichstraße 5 • 67346 Speyer

Website: [www.angiopro.de](http://www.angiopro.de) • E-Mail: [kontakt@angiopro.de](mailto:kontakt@angiopro.de)

Tel.: 06232 291691 • Fax: 06232 291693

Handelsregister: HRB 52721 • Registergericht: Ludwigshafen

Vertreten durch: Hanns-Joachim Rieck und Benjamin Rieck