



SIMPASS ENDO 35

.035" OTW PTA Ballon-Dilatationskatheter

Der **Simpass ENDO35 0,035" OTW PTA-Ballon-Dilatationskatheter** verfügt über maßgeschneiderte koaxiale Schäfte für die verschiedenen Ballongrößen, um bei jeder Option die beste Leistung zu erzielen.

Hauptmerkmale

- Flaches Eintritts- und Ballonprofile ermöglichen eine verbesserte Kreuzungsleistung
- Ballonumwicklung ermöglicht reibungsloses Einführen und Herausziehen aus der Einführschleuse
- Großes Deflationslumen für schnelle Inflation und Deflation
- Hydrophil beschichteter OTW-Schaft für bessere Navigation durch gewundene Anatomie

Technische Daten

Katheter-Typ	Over-the-Wire (OTW)
Führungsdraht-Kompatibilität	.035"
Nutzbare Katheterlänge (cm)	50 / 80 / 130
Schaft	5.19 F (Ø 1.73 mm) / 5.94 F (Ø 1.98 mm)
Ballon-Material	Nylon
Nominaler Druck (NP)	8 atm
Berstdruck (RBP)	14 / 16 atm
Beschichtung	Hydrophilic (distale Spitze bis zur Austrittsöffnung des Führungsdrahtes)
Ballonfalten	3 (6 Falten für 7-12 mm)
Kompatibilität der Einführschleuse	3-6 mm : 5 F 7-8 mm : 6 F 9-12 mm : 7 F
Ballon-Durchmesser (mm)	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12
Ballonlängen (mm)	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 220



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
06232 291691

Angioprotech GmbH • Heydenreichstraße 5 • 67346 Speyer
Website: www.angiopro.de • E-Mail: kontakt@angiopro.de
Tel.: 06232 291691 • Fax: 06232 291693

Handelsregister: HRB 52721 • Registergericht: Ludwigshafen
Vertreten durch: Hanns-Joachim Rieck und Benjamin Rieck