


PRODUKTE FÜR GEFÄSSINTERVENTIONEN ANDRASTENT AORTIC XL

AndraStent Aortic XL

Größter Stent für die Aortenstenose auf dem Markt.



Hauptmerkmale

- Kleine Einführschleuse: 7 Fr. – 13 Fr
- Durchmesser: 8 – 25 mm
- Längen: 13 – 57 mm
- Wir empfehlen die Verwendung unseres AndraBalloon® oder Andra2Balloon® als Stent-Führungskatheter

Bestellcode	Länge in mm	Durchmesser des Expansionsstents in mm						
		8	12	15	18	20	22	25
Anfangswerte		8	12	15	18	20	22	25
ASA13XL	13	13	12	12	11	10	9	8
ASA17XL	17	17	16	16	15	14	13	11
ASA21XL	21	21	20	20	19	18	16	14
ASA26XL	26	26	24	23	22	21	19	17
ASA30XL	30	30	29	28	27	25	23	21
ASA35XL	35	35	33	31	29	27	25	24
ASA39XL	39	39	36	35	33	31	29	27
ASA43XL	43	43	40	38	36	34	32	29
ASA48XL	48	48	44	42	40	37	35	33
ASA57XL	57	56	52	50	47	44	42	40



Kontakt

Angiopro GmbH
Heydenreichstraße 5
67346 Speyer
Germany

www.angiopro.de
E-Mail: kontakt@angiopro.de
Phone: 06232 291691 - Fax: 06232 291693



