


PRODUKTE FÜR GEFÄSSINTERVENTIONEN ANDRASTENT AORTIC XXL

AndraStent Aortic XXL

Größter Stent für die Aortenstenose auf dem Markt.



Hauptmerkmale

- Kleine Einführschleuse: 10 Fr. – 14 Fr
- Durchmesser: 12 – 32 mm
- Längen: 21 – 57 mm
- Größter Stent auf dem Markt für die Aortenstenose
- Wir empfehlen die Verwendung unseres AndraBalloon® oder Andra2Balloon® als Stent-Einführungskatheter

Bestellcode	Länge in mm	Durchmesser des Expansionsstents in mm							
		12	15	18	20	22	25	28	32
Anfangswerte		12	15	18	20	22	25	28	32
ASA21XXL	21	21	20	20	20	19	18	16	13
ASA26XXL	26	26	25	24	23	22	21	19	16
ASA30XXL	30	30	29	28	27	26	24	22	18
ASA35XXL	35	35	34	33	32	31	29	26	21
ASA39XXL	39	38	37	36	35	34	33	30	25
ASA43XXL	43	41	41	40	40	39	37	34	28
ASA48XXL	48	46	45	45	44	43	40	38	32
ASA57XXL	57	55	53	52	51	49	47	43	37

Kontakt

Angiopro GmbH
Heydenreichstraße 5
67346 Speyer
Germany

www.angiopro.de
E-Mail: kontakt@angiopro.de
Phone: 06232 291691 - Fax: 06232 291693



