

# PTA BALLON

## SIMPASS ENDO 14

### .014" RX PTA Ballondilatationskatheter

Entwickelt für hervorragende Leistung bei Eingriffen unterhalb des Knies (BTK) und unterhalb des Knöchels (BTA).

### Hauptmerkmale

- Die verbesserte Schiebefähigkeit ermöglicht ein einfaches Überqueren komplexer Läsionen
- Erfolgreicher Zugang und Übergang zur Läsion mit Low-Profile-Ballon und hydrophiler Beschichtung
- Schnelle Inflations- und Deflationszeit bei jeder Ballongröße
- Die Faltechnik minimiert das Profil des Ballons

Ballon- durch- messer (mm)	Ballonlänge (mm)								
	20	30	40	60	80	100	120	150	220
1.5	SPE15020-XX	SPE15030-XX	SPE15040-XX	SPE15060-XX					
2	SPE20020-XX		SPE20040-XX	SPE20060-XX	SPE20080-XX	SPE200100-XX	SPE200120-XX	SPE200150-XX	SPE200220-XX
2,50	SPE25020-XX		SPE25040-XX	SPE25060-XX	SPE25080-XX	SPE250100-XX	SPE250120-XX	SPE250150-XX	SPE250220-XX
3	SPE30020-XX		SPE30040-XX	SPE30060-XX	SPE30080-XX	SPE300100-XX	SPE300120-XX	SPE300150-XX	SPE300220-XX
3.5	SPE35020-XX		SPE35040-XX	SPE35060-XX	SPE35080-XX	SPE350100-XX	SPE350120-XX	SPE350150-XX	SPE350220-XX
4	SPE40020-XX		SPE40040-XX	SPE40060-XX	SPE40080-XX	SPE400100-XX	SPE400120-XX	SPE400150-XX	SPE400220-XX
4.5	SPE45020-XX		SPE45040-XX	SPE45060-XX	SPE45080-XX	SPE450100-XX	SPE450120-XX	SPE450150-XX	SPE450220-XX
5	SPE50020-XX		SPE50040-XX	SPE50060-XX	SPE50080-XX	SPE500100-XX	SPE500120-XX		
6	SPE60020-XX		SPE60040-XX	SPE60060-XX	SPE60080-XX				
7	SPE70020-XX		SPE70040-XX	SPE70060-XX	SPE70080-XX				



# PTA BALLON SIMPASS ENDO 14



## Technische Spezifikationen

KATHETERTYP	RAPID EXCHANGE (RX)
KOMPATIBILITÄT MIT FÜHRUNGSDRÄHTEN	.014"
NUTZBARE KATHETERLÄNGE (CM)	90 / 145
PROXIMALER SCHAFT	2.01F (Ø 0.67 MM) / 2.82F (Ø 0.94 MM)
DISTALER SCHAFT	2.67F (Ø 0.89 MM) / 3.42F (Ø 1.14 MM)
BALLONMATERIAL	NYLON
NENNDRUCK (NP)	8 ATM
BEWERTETER BERSTDRUCK (RBP)	16 ATM
BESCHICHTUNG	HYDROPHIL (DISTALE SPITZE ZUR FÜHRUNGSDRAHT-AUSTRITTSÖFFNUNG)
BALLONFALTUNGEN	3 (6 FOLDS FOR 7 MM)
SCHLEUSEN-KOMPATIBILITÄT	4 F (5F FOR 6-7 MM)
BALLONDURCHMESSER (MM)	1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7
BALLONLÄNGEN (MM)	15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 220



## Kontakt

Angiopro GmbH  
Heydenreichstraße 5  
67346 Speyer  
Germany

www.angiopro.de  
E-Mail: kontakt@angiopro.de  
Phone: 06232 291691 - Fax: 06232 291693

