

PTA BALLON

SIMPASS ENDO 18

.018" OTW PTA Ballondilatationskatheter

Bietet durch sein ausgewogenes koaxiales Wellendesign eine faszinierende Leistung bei der Schiebe- und Steuerbarkeit. Die breite Auswahl an langen Ballons ermöglicht erfolgreiche Eingriffe bei großen BTK-Läsionen.

Hauptmerkmale

- Lange Ballonoptionen für Dilatationen bei langen Läsionen unterhalb des Knies (BTK).
- Die verbesserte Falt-Umwickel-Technologie ermöglicht mehrfaches Aufblasen
- Hervorragende Überquerungsfunktion mit hydrophiler Beschichtung

Ballon- durch- messer (mm)	Ballonlänge (mm)						
	20	30	40	60	100	150	220
2	SND20020-XX	SND20030-XX	SND20040-XX	SND20060-XX	SND200100-XX	SND200150-XX	SND200220-XX
2.5	SND25020-XX	SND25030-XX	SND25040-XX	SND25060-XX	SND250100-XX	SND250150-XX	SND250220-XX
3	SND30020-XX	SND30030-XX	SND30040-XX	SND30060-XX	SND300100-XX	SND300150-XX	SND300220-XX
3.5	SND35020-XX	SND35030-XX	SND35040-XX	SND35060-XX	SND350100-XX	SND350150-XX	SND350220-XX
4	SND40020-XX	SND40030-XX	SND40040-XX	SND40060-XX	SND400100-XX	SND400150-XX	SND400220-XX
5	SND50020-XX	SND50030-XX	SND50040-XX	SND50060-XX	SND500100-XX	SND500150-XX	SND500220-XX
6	SND60020-XX	SND60030-XX	SND60040-XX	SND60060-XX	SND600100-XX	SND600150-XX	SND600220-XX
7	SND70020-XX	SND70030-XX	SND70040-XX	SND70060-XX	SND700100-XX	SND700150-XX	SND700220-XX
8	SND80020-XX	SND80030-XX	SND80040-XX	SND80060-XX	SND800100-XX	SND800150-XX	SND800220-XX



PTA BALLON

SIMPASS ENDO 18



Technische Spezifikationen

KATHETERTYP	OVER-THE-WIRE (OTW)
KOMPATIBILITÄT MIT FÜHRUNGSDRÄHTEN	.018"
NUTZBARE KATHETERLÄNGE (CM)	80 / 130 / 150
SCHAFT	3.96F (Ø 1.32MM)
BALLONMATERIAL	NYLON
NENNDRUCK (NP)	8 ATM
BEWERTETER BERSTDRUCK (RBP)	16 ATM
BESCHICHTUNG	HYDROPHIL (DISTALE SPITZE ZUR FÜHRUNGSDRAHT-AUSTRITTSÖFFNUNG)
BALLONFALTUNGEN	3 (6 FOLDS FOR 7-8 MM)
KOMPATIBILITÄT DER EINFÜHRSCHEUSE	2-4 MM: 4 F 5-7 MM: 5 F 8 MM: 6 F 8 MM: 7 F (FÜR 120 MM UND LÄNGER)
BALLONDURCHMESSER (MM)	2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
BALLONLÄNGEN (MM)	10 / 20 / 25 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 220



Kontakt

Angiopro GmbH
Heydenreichstraße 5
67346 Speyer
Germany

www.angiopro.de
E-Mail: kontakt@angiopro.de
Phone: 06232 291691 - Fax: 06232 291693

