

PTA BALLON

SIMPASS ENDO 35

0,035" OTW PTA Ballondilatationskatheter

Verfügt über perfekt angepasste Koaxialschäfte entsprechend der Ballongröße, um bei jeder Option die beste Leistung zu erzielen.

Hauptmerkmale

- Niedrige Einstiegs- und Ballonprofile ermöglichen eine verbesserte Überquerungsleistung
- Reibungsloses Einführen und Herausziehen aus der Einführschleuse
- Großes Deflationslumen für schnelles Aufblasen und Deflationieren
- Hydrophil beschichteter OTW-Schaft für bessere Navigation durch gewundene Anatomie

Ballondurchmesser (mm)	Ballonlänge (mm)						
	20	40	60	80	100	150	220
3	SE30020-XX	SE30040-XX	SE30060-XX	SE30080-XX	SE300100-XX	SE300150-XX	SE300220-XX
4	SE40020-XX	SE40040-XX	SE40060-XX	SE40080-XX	SE400100-XX	SE400150-XX	SE400220-XX
5	SE50020-XX	SE50040-XX	SE50060-XX	SE50080-XX	SE500100-XX	SE500150-XX	SE500220-XX
6	SE60020-XX	SE60040-XX	SE60060-XX	SE60080-XX	SE600100-XX		
7		SE70040-XX	SE70060-XX	SE70080-XX	SE700100-XX		
8		SE80040-XX	SE80060-XX	SE80080-XX	SE800100-XX		
9		SE90040-XX	SE90060-XX				
10		SE10040-XX	SE10060-XX				
12		SE12040-XX	SE12060-XX				



PTA BALLOON

SIMPASS ENDO 35



Technische Spezifikationen

KATHETERTYP	OVER-THE-WIRE (OTW)
KOMPATIBILITÄT MIT FÜHRUNGSDRÄHTEN	.035"
NUTZBARE KATHETERLÄNGE (CM)	50 / 80 / 130
SCHAFT	5.19 F (Ø 1.73 MM) / 5.94 F (Ø 1.98 MM)
BALLONMATERIAL	NYLON
NENNDRUCK (NP)	8 ATM
BEWERTETER BERSTD RUCK (RBP)	14 / 16 ATM
BESCHICHTUNG	HYDROPHIL (DISTALE SPITZE ZUR FÜHRUNGSDRAHT-AUSTRITTSÖFFNUNG)
BALLONFALTUNGEN	3 (6 FALTUNGEN FÜR 7-12 MM)
KOMPATIBILITÄT DER EINFÜHRSCHEUSE	3-6 MM : 5 F 7-8 MM : 6 F 9-12 MM : 7 F
BALLONDURCHMESSER (MM)	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12
BALLONLÄNGEN (MM)	20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 220



Kontakt

Angiopro GmbH
Heydenreichstraße 5
67346 Speyer
Germany

www.angiopro.de
E-Mail: kontakt@angiopro.de
Phone: 06232 291691 - Fax: 06232 291693

